

Beapro[®]

Beapro® 01



独自のY字型設計+ダイヤカット。約50°のY型とダイヤカットのマッサージボールがお肌をしっかりキャッチ、つまみ流すエステのようなマッサージ効果。

エルゴノミクスデザインのくびれハンドル。グリップ力を軽減します。



Beapro® 01

Beapro01 ピープロ01 3D美顔ローラー

3D美顔ローラー「Beapro(ピープロ)」

Y字型とダイヤカットでマッサージのような効果で毛穴引き締め、美肌をサポート。

ハンディサイズ的美顔器なので細かいフェイスパーツもマッサージ。

マッサージローラーとして二の腕、ウエスト、ヒップ、ふくらはぎ、足にも使えます。

独自のY字型特殊設計+ダイヤカットのマッサージボールがフェイスやボディにやさしくフィット。

細やかなダイヤ形状が複数のマッサージポイントを生み出し、お肌をタッピング、血行を促進します。

規格

サイズ:約H105×W53×D32cm

本体重量:約107g

素材:ABS/亜鉛合金/クロムメッキ

セット内容:本体×1,取扱説明書・保証書(日本語)×1

注意事項

※ご使用は1日につき3回、同じ箇所には3分までとしてください。

※やさしく適度な力でご使用ください。力を入れすぎるとお肌を傷つけるおそれがあります。

※衣服の上から使用すると、衣服を損傷するおそれがあります。

※ご使用後にお肌が赤くなることがありますが、これはマッサージによるものなので正常です。しばらくたっても消えない場合(個人差があります)、翌日になっても消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※金属アレルギーの方のご使用はおやめください。



メーカー希望小売価格:4,980円(税別)

JAN:4580383345616

Beapro® 03



Beapro® 03

Beapro03 ピープロ03 マイクロカレント 3D 美顔ローラー

- ・マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
- ・コンパクト設計で、目尻、目の下、ほうれい線、口元などリンパの集中する場所にしっかり入り込む。
- ・しっかり揉み出す3D構造。
- ・フレキシブル設計で角度調整ができます。80°~再大125°まで開き、お肌をしっかりとつまんでフィットさせます。
- ・Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
- ・防水仕様でお風呂でもOK

規格

サイズ:最大約H152×W47×D42mm

本体重量:約75g

素材:ABS/亜鉛合金/クロムメッキ

セット内容:本体×1,ポーチ×1,取扱説明書・保証書(日本語)×1

注意事項

※ご使用は1日につき3回、同じ箇所には3分までとしてください。

※やさしく適度な力でご使用ください。力を入れすぎるとお肌を傷つけるおそれがあります。

※衣服の上から使用すると、衣服を損傷するおそれがあります。

※ご使用後にお肌が赤くなることがありますが、これはマッサージによるものなので正常です。しばらくたっても消えない場合(個人差があります)、翌日になっても消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※金属アレルギーの方のご使用はおやめください。

メーカー希望小売価格:11,000円(税別)

JAN:4580383348884

Beapro® 04



Beapro® 04

Beapro04 ビープロ04 マイクロカレント 3D 美顔ローラー

- ・マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
- ・コンパクト設計で、目尻、目の下、ほうれい線、口元などリンパの集中する場所にしっかり入り込む。
- ・しっかり揉み出す3D構造。360°細かい部分までケア。
- ・お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほぐしてくれます。
- ・Y時構造の極小ローラーで美の手技を再現。
- ・防水仕様でお風呂でもOK

規格

サイズ:最大約H98×W55×D30mm

本体重量:約122g

素材:ABS/亜鉛合金/クロムメッキ

セット内容:本体×1,ポーチ×1,取扱説明書・保証書(日本語)×1

注意事項

※ご使用は1日につき3回、同じ箇所には3分までとしてください。

※やさしく適度な力でご使用ください。力を入れすぎるとお肌を傷つけるおそれがあります。

※衣服の上から使用すると、衣服を損傷するおそれがあります。

※ご使用後にお肌が赤くなることがありますが、これはマッサージによるものなので正常です。しばらくたっても消えない場合(個人差があります)、翌日になっても消えない場合は使用を中止し、医師にご相談ください。

※金属アレルギーの方のご使用はおやめください。

メーカー希望小売価格:5,600円(税別)

JAN:4580383348891



Beapro® 05



マイクロカレントを発生

しっかり揉み出す
3D構造



Beapro® 05

Beapro05 ピープロ05 マイクロカレント 3D 美顔ローラー

- ・マイクロカレント(微弱電流)機能が搭載。ソーラーパネルで充電やコンセントいらず。
- ・マルチアングル設計で、目尻、目の下、ほうれい線、口元などリンパの集中する場所にしっかり入り込む。
- ・顔、二の腕、ウエスト、ヒップ、ふくらはぎ、足など様々な部位に使えます。・しっかり揉み出す3D構造。4つのボールで縦・横・斜め・円を描くこともでき、360°細かい部分までケア。
- ・究極の球体設計で本体をしっかりグリップできます。狙った場所を逃がさない。
- ・お悩み部分にロックオン。細やかに、しっかり集中的に揉みほくしてくれます。

規格

サイズ:最大約H80×W56×D56mm

本体重量:約125g

素材:ABS/亜鉛合金/クロムメッキ

セット内容:本体×1・収納袋×1・取扱説明書兼保証書×1

注意事項

※1日3分程度を目安にご使用ください。長時間の使用はお肌を痛める原因となります。

※本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。



メーカー希望小売価格:9,600円(税別)

JAN:4580383348907

Beapro® 06



Beapro® 06

Beapro06 ピープロ06 EMS美顔器

忙しい方でも自宅でケアできる本格エステ感覚のEMS美顔器。

お肌の悩みを4つの機能でサポート。

- EMS(低周波)
- RF温熱
- エレクトロポレーション
- LED光エステモード

規格

サイズ:最大約H150×W43×D38mm

本体重量:約71g

素材:ABS/亜鉛合金/クロムメッキ

セット内容:・本体×1,本体充電スタンド×1,充電スタンド専用USBコード×1,USBコード用ACアダプタ×1,取扱説明書兼保証書×1

注意事項

<次のような方は使用しないでください>

- 心臓疾患のある方 ●有熱性疾患の方 ●擦り傷や切り傷などある方 ●悪性腫瘍のある方 ●感染症疾患の方 ●医療用電気機器を使用中の方 ●血圧異常の方 ●血管拡張の方 ●体内にペースメーカー等を埋込している方 ●人工心肺の方 ●急性疾患のある方 ●皮膚疾患及び皮膚過敏症の方 ●妊娠している方 ●入院されている方 ●過度の日焼け直後で炎症を起こしている方

※長時間の使用はお肌を痛める原因となります。

※本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

メーカー希望小売価格:17,500円(税別)

JAN:4580383348914

Beapro® 07



Beapro® 07

Beapro07 ピープロ07 EMS / ピーリング美顔器

ピーリング機能は3種のモード(クレンジングモード・保湿モード・アップモード)を搭載。

落としにくい角質層まで詰まった皮脂や毛穴汚れを浮かせて洗浄し、
化粧水や美容液をミスト状にして超音波パッティングにより浸透をサポート。
滑らかに心地よくマッサージしながらハリのある肌へ導きます。

EMS(低周波)機能付マッサージは筋肉が運動するように促すことで、引き締めをサポートします。

付属のシリコンカバーは、お手持ちの洗顔料と併用することで細かい凹凸がお肌の汚れを落とし、使用感を高めます。

規格

サイズ:最大約H183×W49×D21mm

本体重量:約113g

素材:ABS/ステンレス/クロムメッキ/シリコン

セット内容:・本体×1,シリコンカバー×1,本体充電用microUSBケーブル×1,取扱説明書・保証書(本書)×1

注意事項

<次のような方は使用しないでください>

●心臓疾患のある方 ●有熱性疾患の方 ●感染症疾患の方 ●悪性腫瘍のある方 ●擦り傷や切り傷などある方 ●急性疾患のある方 ●血圧異常の方 ●血管拡張の方 ●体内にペースメーカー等を埋込している方 ●人工心肺の方 ●医療用電気機器を使用中の方 ●皮膚疾患及び皮膚過敏症の方 ●妊娠している方 ●過度の日焼け直後で炎症を起こしている方 ●入院されている方

<次のような部位には使用しないでください>

●ニキビや吹き出ものなどの炎症 ●切り傷 ●喉の周辺 ●頭髮 ●目や耳の周り ●粘膜などのデリケートゾーン ●骨や関節の上 ●悪性腫瘍周辺 ●整形などでシリコンを使用している部位

メーカー希望小売価格:8,200円(税別)

JAN:4573114130568

Beapro[®] 08



- 1.RF イオンクレンジング
2. マイクロカレント アイケア
- 3.EMS
- 4.RF イオンモイスター
- 5.RF LED (赤)
- 6.RF LED (青)

※RF(ラジオ波)

レベル切り替えボタン

モード切り替えボタン



Beapro08 ビープロ08 RF機能搭載 複合美顔器

現代男性の肌に、癒しと潤いを。自宅でケアのできる男性専用美容器。

繰り返す肌荒れ、年齢による毛穴の開き、小鼻の黒ずみ…気になる男性の肌に、Beapro-ビープロ For Menがケア！エステ革命とも呼ばれるRF機能(肌の深層～角質層まで～に働きかけることで肌のハリや弾力UPへ導く)までも搭載したフル装備の1台。6つのモードと8つの機能で美しい肌へ整え、週に1～3回のペースで使うことで、素肌感がUP。化粧水やアフターシェーブローションの浸透を促し、皮脂でテカリがちな肌も、乾燥でかさつく肌も良い方向へ導きます。化粧水をコットンに含ませて機器に取り付け、顔全体を流していきます。イオン導出(汚れの吸着)は5段階レベル調整可能。

規格

サイズ:本体約H185×W75×D31mm

本体重量:約263g

素材:ABS / 亜鉛合金

セット内容:本体×1,コットンストッパー×1,充電スタンド×1,充電専用ケーブル×1,コットン,取扱説明書・保証書(本書)×1

注意事項

- ・医師の治療を受けている人・成長過程の人・急性疾患・結核性疾患・発熱している人・高血圧・伝染病疾患・悪性腫瘍・血液疾患・心臓疾患・感染症疾患・内臓疾患・皮膚病・アレルギー体質・アトピー性皮膚炎・皮膚トラブルがある人・疲労が激しい人
- ・敏感肌またはお肌の弱い人・体調がすぐれない人・酒気帯びの人・妊娠中、生理中、授乳中
- ・人工肺の人・体内にペースメーカー等を埋込している人・医療用電気機器を使用中の人・眠気をさそう薬を服用中の人・物理的刺激などによる病的なシミのある人・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人・目や顔の手術を受けた人・目や顔に疾患のある人、および治療中の人・強度近視の人(-6D以上)

メーカー希望小売価格:42,000円(税別)

JAN:4573114130612

Beapro® 09

電動洗顔（極細シリコンブラシつき）

60cm



58cm

76cm



Beapro® 09

Beapro09 ピープロ09 電動洗顔ブラシ

毎日の3つのシンプルケアがこれ1台でOK。美容の基本は洗顔。クリアな肌なしでは次のステップはありません。今ある美容液や化粧水の役割を最大限に引き伸ばすためにも、毎日の洗顔ケアは大切です。お肌の悩みを自信に変えましょう。シンプルなボタン操作、軽量設計。USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。1回のフル充電で約50分の使用が可能。（工場出荷時の測定による基準）

規格

サイズ：約H58×W60×D76cm（シリコンブラシを除く）

重さ：約117g

素材：ABS・クロムメッキ・シリコン

入力：DC5V/0.5A / 消費電力：約3.7W充電時間：約2時間 / 連続使用時間：約50分※モードにより前後します。

使用電池：リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
- ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3～5分としてください。
- 本製品は防水（IPX5）仕様ですが、長時間シャワーなどで水をかけ続けたり、水に沈めたりしないでください。※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格：7,500円（税別）

JAN：4573114130841



Beapro® 10

ハリ・弾力が気になる時。
赤色 LED650nm を広範囲照射。

60cm

114cm

48cm

ロールオンで根元に浸透スカルプ



Beapro® 10

Beapro10 ピープロ10 スカルプケア / 頭皮マッサージ&LED照射

頭皮浸透をサポートします。コームで髪をとかすだけのお手軽ケアで本格浸透。

シンプルなワンボタン操作、軽量設計。ポディー自体が独立してスタンドするデザイン。

洗面所などに場所をとらず、気軽に常備できます。

USB充電なのでPC等のUSBポートからも充電でき、使用する時はコードレス。

一度フル充電すれば、1週間はコードレス使用が可能。(1日約10分使用した場合～工場出荷時の測定による基準)

手軽なので、ご自宅だけでなく、旅行や出張先でも快適に使用できます。1回のフル充電で約70分の使用が可能。

規格

サイズ: 約H114×W60×D48cm

重さ: 約123g

素材: ABS・EVA・アクリル・ステンレス

入力: DC5V/0.27A / 消費電力: 約0.93W / 充電時間: 約1.5時間 / 連続使用時間: 約70分※モードにより前後します。

使用電池: リチウムイオンバッテリー 3.7V/280mAh

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
 - ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3～5分としてください。
 - 本製品は防水仕様ではありません。お風呂など、湿気が多く水がかかる場所で使用しないでください。
 - 使用中にLEDの光が直接目に入らぬようにご注意ください。
- ※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格: 7,200円(税別)

JAN: 4573114130858



Beapro® 11

温感モード&振動モード搭載



Beapro® 11

Beapro11 ビープロ11 目元ケア / アイマッサージ

気になるデリケートなフェイスポイントにはコレです。

しっかりフェイスクアをするのが一番良いことは、誰もが知っているけど、

毎日のケアは、もっと手軽で身近なアイテムはありますか？

フェイスクアをしてぐったりなんて、本末転倒。手軽にできることは時短で持続性もあり、お肌にも良いこと間違いなし。

忙しい、OLや学生、子育て中のママ、家事に追われる主婦などにお勧めさせていただきます。乾燥しがちな目元や、こぼりがちな肌の薄い箇所が集中するフェイス細部に最適な1台です。

規格

重さ: 約41g / 素材: ABS・鉄

入力: DC5V/0.5A / 消費電力: 約1.2W

充電時間: 約1.5時間

連続使用時間: 約50分※モードにより前後します。

使用電池: リチウムイオンバッテリー 3.7V/250mAh

セット内容: 本体×1 / 本体充電用microUSBケーブル×1 / 取扱説明書・保証書(本書)×1

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
 - ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3~5分としてください。
 - 本製品は一般家電の防滴仕様ですが、防水ではありません。シャワーなどで水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- ※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。


メーカー希望小売価格: 5,400円(税別)

JAN: 4573114130926



Beapro® 12

電源不要。光を取り込むパネルで、
マイクロカレント（微弱電流）ケア



Beapro® 12

Beapro12 ピープロ12 マイクロカレント ボディローラー

大きめのマッサージボールとマイクロカレント（微弱電流）で、お顔からボディまでしっかりとほぐしながらケアします。

直径35ミリ×4つの大きめボール

人間工学に基づいたハンドルデザイン

電源不要。光を取り込むパネルで、マイクロカレント（微弱電流）ケアを同時に楽しめる

転がすだけで、つまんだり、はなしたり、流したり

幅広な横使い、繊細な縦使いで隅々まで幅広くケア

規格

サイズ：約H135×W83×D84cm

重さ：約311g

素材：亜鉛合金・ABS

セット内容：本体×1 / 取扱説明書・保証書（本書）×1

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
- ご使用は毎日でもOK。使用時間はお肌の様子を見ながら1箇所3～5分としてください。
- 本製品は一般家電の日曜生活防水仕様ですが、完全防水ではありません。シャワーなどで水をかけたり、水に沈めたりしないでください。

※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格：7,500円（税別）

JAN:4573114130933



Beapro® 13

洗顔モード3段階
振動・高速タッピングモード3段階
温感モード
温感導入（温感＋タッピング）モード
EMSモード3段階



Beapro® 13

Beapro13 ピープロ13 多機能美顔器

フェイスクアのために作られた特殊形状の美顔器。

横幅約70ミリの幅広プレートに3D構造の繊細なアーチを描くことで、頬・顎周り・額などに吸い付くように全体をケアをします。韓国のカッサケアの現代版。「流す」「押す」「ほぐす」を搭載されている機能の温感ケアやEMSで無理なく実現。力を入れずとも機器がサポートしてくれます。縦にも横にもびたりとフィット。充電式コードレスタイプなので、身近な場所に置いて、すぐに使える理想的な美顔器です。

規格

サイズ: 約H75×W73×D82mm

重さ: 約131g

素材: ABS・クロムメッキ・シリコン

入力: DC5V/0.5A

消費電力: 約3.7W

充電時間: 約2時間

連続使用時間: 約60分※モードにより前後します。

使用電池: リチウムイオンバッテリー 3.7V/650mAh

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
- ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3～5分としてください。
- 本製品は一般家電のIPX5防滴仕様ですが、防水ではありません。シャワーなどで故意に水をかけたり、水に沈めたりしないでください。

※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格: 8,500円(税別)

JAN: 4573114131015



Beapro® 14

機能：1
RF、EMS、LED(赤) 3段階 ※LED 光力は変更せず EMS 出力が変更

機能：2
高速バイブレーション 3段階
※機能2のみは使用不可



Beapro® 14

Beapro14 ピープロ14 / スカルプαリフトブラシ

『頭皮筋』から肌意識を育む。

Beapro 14 スカルプαリフトブラシは、RF(高周波)で頭皮を深層部まで温めながら、マイクロカレント(微弱電流)と赤色LEDでケアを行う美容器です。

また、振動バイブレーション(タッピング)の機能もあり振動の刺激による頭皮のケア、爽快感、整髪を同時に行えます。

繊細な頭皮・髪質にも負荷を与えずに構造設計。頭皮だけでなく、顔への使用もおすすです。

フェイスライン、鼻、目尻などの形状に沿って25本の電極ブラシが『点でアプローチ』いたします。

規格

本体サイズ:約 H114×W60×D48mm

本体重量:約 123g

素材:ABS / EVA / アクリル / ステンレス

入力:DC 5V 1.0A (USB)

消費電力:約 4.4W

電源:100~240V 50Hz/60Hz(海外使用可能)

充電時間:約 2時間(リチウムイオンバッテリー 3.7 V 280mA)

推奨使用環境:15~30℃

注意事項

●使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。

●ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3~5分としてください。

●本製品は防水仕様ではありません。お風呂など、湿気が多く水がかかる場所で使用しないでください。

●使用中にLEDの光が直接目に入らぬようにご注意ください。

※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格:7,500円(税別)

JAN:4573114133200



Beapro® 15

EMS・LED（赤）・タッピングモード 4段階

- あてるだけで鍛えにくい筋力を内から動かす。
- 顔から腕脚、全身に使用可能。



Beapro® 15

Beapro15 ビープロ15 カッサ コア

Beapro 15 カッサ コアは、今までのカッサに最新の技術を融合した構造設計。通常使用の擦り、ツボ押しに、現代の美容テクノロジーをプラス。4段階レベルで調整が可能なマイクロカレント(微弱電流)と振動バイブレーション(タッピング)、赤色LEDでケアを行うカッサ型的美容器です。独自開発の形状で使いやすさも追求しました。顔だけでなく身体への使用もおすすです。

規格

本体サイズ:約 H60×W110×D22mm

本体重量:約 82g

素材:ABS

入力:DC 5V 0.5A (USB)

消費電力:約 0.46W

電源:100~240V 50Hz/60Hz(海外使用可能)

充電時間:約 1.5時間(リチウムイオン バッテリー)

使用時間:約3時間 ※使用環境により異なる

推奨使用環境:15~30℃

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
- ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3~5分としてください。
- 本製品は一般家電のIPX5防滴仕様ですが、防水ではありません。シャワーなどで故意に水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- ※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格:6,500円(税別)

JAN:4573114133217



Beapro® 16

RF 温感・EMS・LED 赤照射 + 振動が同時出力！
シンプルで高性能な時短美活アイテム
過度な力も必要としない密度の高いケアを実現。
必要な機能を選んでバランスよく装備した美顔器です。



Beapro® 16

Beapro16 ピープロ16 うるハリフト

『潤いとハリ感』をキーワードに開発をしたコンパクト美顔器になります。
片手に収まるデザインは、まるで自分の手のひらでケアをしているような一体感。
肌の上から当てて流すだけ。過度な力も必要としない密度の高いケアを実現。
EMS/RF/LED/振動 は同時出力。全部一緒に機能してケアできるから、時短肌ケアが実現できます。
※振動(タッピング)のON/OFFは選べます。

規格

本体サイズ: 約 H82×W61×D59mm

本体重量: 本体 約 102g

素材: ABS

入力: DC 5V / 1A (USB)

消費電力: 約 9.25W

充電時間: 約 2時間

連続使用時間: 約 1時間(全ての機能/最大出力) ※使用環境/使用モードにより異なる

推奨使用環境温度: 15~35℃

使用電池: リチウムイオンバッテリー 3.7V / 1100mA

注意事項

- 使用前に必ず化粧水や美容液等をお肌につけて、プレテストをしてください。
- ご使用は毎日でもOK。使用時間は各モード3~5分としてください。
- 本製品は一般家電のIPX5防滴仕様ですが、防水ではありません。シャワーなどで故意に水をかけたり、水に沈めたりしないでください。
- ※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格: 8,800円(税別)

JAN: 4573114133842



Beapro® 17



Beapro® 17

Beapro17 ピープロ17

3種のアタッチメントで心地よさを自分好みにカスタマイズ。
ラウンドボール型 / パンプクッション型 / ダブルウォーク
アタッチメントは片手で軽く引っ張るだけで簡単に抜けます。
装着する時も軽く押し込むだけでOK。
汚れたらアタッチメント部分は外して水洗い可能です。

規格

本体サイズ: 約 H140×W45×D98mm
本体重量: 本体 約 261g(ラウンドボール型アタッチメントを装着した時)
素材: ABS / 合金
入力: DC 5V / 1A (USB Type-C)
消費電力: 約10W
充電時間: 約 1.5時間
連続使用時間: 約 40分 ※使用環境/使用モードにより異なる
自動OFF機能: 連続 約15分
使用電池: リチウムイオンバッテリー 3.7V / 660mAh

注意事項

- 使用前に必ず本体やアタッチメントに破損や異常がないか確認してください。
 - ご使用は毎日でもOK。使用時間は1回10分としてください。
 - 本製品は防水型ではありません。
- ※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

メーカー希望小売価格: 12,800円(税別)

JAN: 4573114134450(MPK) / 4573114133835(MBK)



Beapro® 18

98cm

12cm

35cm

Beapro® 18

Beapro18 ビープロ18

人間工学に基づいた設計を組み合わせました。素肌に触れる枕カバーには、きめ細やかレーヨンをつまぷり使用。6パーツに分かれて繊細な凹凸をつけることにより、眠りの安心スポットへ自然に導き、寝返りすら心地良い！本体にはアメリカのテンピュール素材最高峰のCertiPUR-US®社の認定素材を使用。

有害物質などに関する厳しい試験をクリアした安全素材で理想の圧力バランスに導きます。

- ◆枕が合わず、何度も買い直している
- ◆寝返りが多く、夜中に目が覚める
- ◆しっかり寝たのに肩こりや頭痛、首痛がある
- ◆イビキ・歯ぎしり
- ◆朝に顔のむくみが
- ◆長時間寝ているのに寝不足感がある

規格

本体サイズ:約 H350×W600×D120mm

素材:本体 ポリウレタン100%・枕カバー レーヨン92%/ポリウレタン8%

※枕カバーは洗濯可(ネットに入れて洗ってください)

※本体は洗濯不可

注意事項

サイズ感にご不安がある場合には、事前にお問合せ下さいませ。


本製品は医療器具ではありません。

ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。


使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

メーカー希望小売価格:6,500円(税別)

JAN:4573114134467(GY)



Beapro® 19



Beapro® 19


Beapro19 ピープロ19

肌に触れない“まさつレス”スキンケア。瞬間潤いケアは高圧微細ミストで保湿キープ。

高圧ミストポンプで大量微細粒子を瞬間噴霧。頼もしい時短肌活アイテム。

コットンやパック不要でミストを浴びるだけ。化粧水の粒子を細かく噴霧できるため、肌にいち早くなじむメリット。

小さく優しいフォルムとは反対に、メイン素材がメタルなので、凛とした重厚感が際立ちます。スッと持ち上げてファンボタン押すだけで、微細な爽やかミストに瞬時に変身。フワッとお肌に降り立ちます。お気に入りの化粧水が優しく降り注ぎ、素肌がゴクゴクとお水を飲むように潤っていく感覚を楽しんでください。



規格

本体サイズ:約H165×W42×D50mm

本体重量:約 266g

素材:アルミニウム合金 / 銅

ノズル口径:0.3~0.4mm

空気圧:120kPa

消費電力:約 4.4W

セット内容:本体×1・メインタンク・軽量メモリ付きタンク・本体充電用USBケーブル(Type-c)・取扱説明書/保証書(本書)

連続使用時間:約30分 ※使用環境により異なる

充電時間:約2時間

消費電力:約6.7W

メーカー希望小売価格:12,000円(税別)

JAN:4573114134528(SV) / 4573114134535(PK)

注意事項

●本製品は防水仕様ではありません。お風呂など、湿気が多く水がかかる場所で使用しないでください。

※使用中に違和感を感じた場合はすぐに使用を止め、使用後に肌の様子をしっかりとチェックしてください。

Beapro® 20



Beapro® 20

Beapro20 ピープロ20

人生の3分の1の時間を費やす“睡眠時間”にフォーカス。

ナイトキャップを着用して寝るだけで、翌朝は“まるでヘッドスパをした後のような滑らかさ”

贅沢な素材が眠りの時間を優雅にし、髪の毛のダメージを軽減します。

髪の毛のダメージにはさまざまな要因がありますが、寝ている間の枕と頭部の摩擦が大きな一因とも言われています。

通気性抜群で、夏は冷たく冷んやり、冬は暖かい！良いことづくしの素材！睡眠中の摩擦が髪の毛のストレスに！

- こんな方にオススメ -

- ◆朝のスタイリングがまとまらない
- ◆寝返りが多い
- ◆髪の毛のバサつきが気になる
- ◆髪の毛が絡まる
- ◆高額なヘアケアセットを購入している
- ◆手軽に入手できる高品質のシルクキャップを探している。
- ◆天然パーマ

規格

本体サイズ:M(ショート・ミディアム)・L(ロング)

素材:シルク(絹)100%

※洗濯可 裏返しにしてネットに入れて洗ってください。

注意事項

- 本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止してください。



メーカー希望小売価格:2,500円(税別)

JAN:4573114135556(M-SB) / 4573114135617(M-BPK)

4573114135594(M-RS) / 4573114135570(M-PGY)

4573114135631(M-MN)

4573114135563(L-SB) / 4573114135624(L-BPK)

4573114135600(L-RS) / 4573114135587(L-PGY)

4573114135648(L-MN)

Beapro® 21



Beapro® 21

Beapro21 ピープロ21

髪の毛の悩みだけではなくお肌にも優しい素材がシルク。

柔らかい繊維としっとりとした肌触り。高い保湿力から、摩擦軽減だけではなく、潤いの補給と保護まで。

シルク100%の枕カバー。人生の3分の1の時間を費やす“睡眠時間”にフォーカス。

枕カバーを取り替えるだけで、翌朝は、“まるでヘッドスパをした後のような滑らかさ”贅沢な素材が眠りの時間を優雅にし、髪の毛のダメージを軽減します。

- こんな方にオススメ -

◆朝のスタイリングがまとまらない

◆寝返りが多い

◆髪の毛がパサつきが気になる

◆髪の毛が絡まる

◆高額なヘアケアセットを購入している

◆シルクのナイトキャップの跡が気になるのでカバーを探している

◆天然パーマ

規格

本体サイズ:H43×W63cm(平置き実寸)

素材:シルク(絹)100%

※洗濯可 裏返しにしてネットに入れて洗ってください。

注意事項

●本製品は医療器具ではありません。ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止してください。



メーカー希望小売価格:4,100円(税別)

JAN:4573114135655(SB) / 4573114135686(BPK)

4573114135679(RS) / 4573114135662(PGY)

4573114135693(MN)

Beapro® 22



Beapro® 22

Beapro22 ビープロ22

“ぬるま湯洗顔”に着目し開発をした低刺激美顔器になります。

普段使いの化粧水や乳液の浸透率をRF温感(ラジオ波)がヘルプをして効率UP。

顔から全身に使える時短保湿ケアに！

自分の持っている肌力をキープしながら潤い力を引き出します。

規格

本体サイズ:約W37×D37×H150mm

本体重量:本体 約 190g

素材:ABS / ポリカーボネード / 亜鉛合金

入力:USB 5V / 1A (USB Type-C)

RF周波数:1Mhz

EMS周波数:90Khz

消費電力:約7.4W(最大)

充電時間:約 3時間

連続使用時間:約 60分 ※使用環境/使用モード・レベルにより異なる

推奨環境温度:10~30℃

使用電池:リチウムイオンバッテリー 3.7V / 2000mAh

注意事項

本製品は医療器具ではありません。

ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。

使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止して、かかりつけの医師にご相談ください。



メーカー希望小売価格:16,500円(税別)

JAN:4573114139448(BD)

Beapro® 23



Beapro® 23

Beapro23 ピープロ23

ピープロのフェイシャルタオルは、シルクのような肌触りのシートで摩擦を軽減。凹凸表面加工なので汚れはしっかり吸着。肌に繊維が残りにくく優しい使い心地。大判厚手タイプなので、1枚で顔全体の水分をサッと吸収。

ロール式タイプは好きな長さでカットができるミシン目がついているので、1枚使いから～ロングにして肩からかけるスポーツタオル仕様にもできます。

規格

本体サイズ: 約W240×D105×H230mm

1枚当たりサイズ: 約200×200mm

本体重量: 約 328g

枚数: 94枚

素材: バルブ、レーヨン

注意事項

- 本製品は医療用品ではありません。
- ・ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止して、かかりつけの医師にご相談ください。
- ・本品は水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
- ・直射日光及び、火気や高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・お子様の誤飲・誤食を避けるため、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

メーカー希望小売価格: OPEN

JAN: 4573114139837



Beapro® 24



Beapro® 24

Beapro24 ビープロ24

ビープロのフェイシャルタオルは、シルクのような肌触りのシートで摩擦を軽減。凹凸表面加工なので汚れはしっかり吸着。肌に繊維が残りにくく優しい使い心地。バック式タイプは200×200mmの大判厚手タイプ。1枚で顔全体の水分をサッと吸収！美肌ケアはストレスフリーで！ビープロのフェイシャルタオルでお肌はもちろん、日常生活のお洗濯などのストレスを解消しませんか？

規格

本体サイズ: 約W203×D107×H390mm

1枚当たりサイズ: 約200×200mm

本体重量: 約 948g

枚数: 72枚×4P

素材: バルブ、レーヨン

注意事項

- 本製品は医療用品ではありません。
- ・ご使用に際してお身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- ・使用後にかゆみ、湿疹、かぶれ等を感じた場合はすぐに使用を中止して、かかりつけの医師にご相談ください。
- ・本品は水に溶けませんので、トイレには流さないでください。
- ・直射日光及び、火気や高温を避け、湿気の少ない清潔な場所に保管してください。
- ・お子様の誤飲・誤食を避けるため、乳幼児の手の届かない所に保管してください。

メーカー希望小売価格: OPEN

JAN: 4573114139974(4P) / 4573114139820(1P)



B



〒245-0053 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2079-9
TEL:045-308-7526